



**LISTA BADAŃ WYKONYWNYCH W ZAKŁADZIE DIAGNOSTYKI
LABORATORYJNEJ WRAZ Z WYKAZEM STOSOWANYCH METOD
ANALITYCZNYCH/ MIKROBIOLOGICZNYCH
DLA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ WIM-PIB**

VITEK 2, BIOMÉRIEUX, 2024
VITEK MS, BIOMÉRIEUX, 2020
VITEK DENSICHEK, BIOMÉRIEUX, 2020
VITEK 2, BIOMÉRIEUX, 2019
ANALIZATOR XN-1000, SYSMEX, 2023
ANALIZATOR ADVIA 2120i, SIEMENS, 2019
ANALIZATOR CUBE 30 TOUCH, SYSMEX, 2024/25
ANALIZATOR ACL TOP 550 CTS, WERFEN, 2023
ZESTAW ANALIZATORÓW Z SERII UN SYSMEX, SYSMEX, 2019
NEFELOMETR BN II/ ATELICA NEPH630, SIEMENS, 2023/2017
INTERLAB G26 EASY FIX, CIRRO, 2023
EUROBLTONE, EUROIMMUN, 2023
PHADIA 250, HVD, 2024
MIKROSKOP OPTYCZNY ECLIPSE E200MV R, NIKON, 2017
ANALIZATOR COBAS C 503 PRO, ROCHE DIAGNOSTICS, 2022
ANALIZATOR COBAS PURE, C 303 i E 402 ROCHE DIAGNOSTICS, 2023
ANALIZATOR HLC 723 G11, HORIBA, 2024
ANALIZATOR ABL 90 FLEX PLUS, RADIOMETER, 2020
ANALIZATOR ABL 90 FLEX PLUS, RADIOMETER, 2025
ANALIZATOR COBAS e801 PRO, ROCHE DIAGNOSTICS, 2024

PRACOWNIA MIKROBIOLOGII			
L.p.	Nazwa badania	Stosowana metoda badawcza	ICD09
1	POSIEW - KAŁ W KIERUNKU ANTYGENU HELICOBACTER PYLORI	metoda immunochromatograficzna	U 15
2	POSIEW – WYMAZ Z GARDŁA W KIERUNKU ANTYGENU STREPTOCOCCUS PYOGENES	metoda immunochromatograficzna	U 75
3	POSIEW - MOCZ	metoda mikrobiologiczna oparta o posiew	91.831
4	POSIEW - WYMAZ Z GARDŁA	metoda mikrobiologiczna oparta o posiew	91.831
5	POSIEW - KAŁ W KIERUNKU SALMONELLA SPP, SHIGELLA SPP, YERSINIA SPP.	metoda mikrobiologiczna oparta o posiew	91.831



6	KORONAWIRUS COVID 19 WYKRYWANIE ANTYGENU SARS-CoV-2 TEST JAKOŚCIOWY	metoda immunochromatograficzna	V 100
PRACOWNIA HEMATOLOGII I HEMOSTAZY			
L.p.	Nazwa badania	Stosowana metoda badawcza	ICD09
1	Morfologia	automatyczna analiza hematologiczna	C53
2	Morfologia krwi z różnicowaniem krwinek białych (z rozmazem)	automatyczna analiza hematologiczna	C55
3	Retikulocyty RET	automatyczna analiza hematologiczna	C69
4	OB (na EDTA)	automatyczna zmodyfikowana metoda Westergrena	C59
5	Czas protrombinowy PT (PT, wskaźnik Quicka, INR)	metoda krzepnięciowa	G21
6	Czas częściowej tromboplastyny po aktywacji aPTT	metoda krzepnięciowa	G11
7	Fibrynogen Fb	metoda krzepnięciowa	G53
PRACOWNIA ANALITYKI OGŁEJNEJ BIAŁEK I ALBUMIN			
L.p.	Nazwa badania	Stosowana metoda badawcza	ICD09
1	Immunoglobulina E w surowicy	FEIA	L89
2	Profil wziewny w klasie IgE (met. Immunoblot)	Immunoblot	L91
3	Profil pokarmowy w klasie IgE (met. Immunoblot)	Immunoblot	L91
4	Albumina w moczu	Nefelometria	I09
5	ACR współczynnik ALB/KREAT w moczu	Parametr wyliczany	
6	Badanie kału na krew utajoną-metoda ilościowa	Immunoenzymatyczna	A17
7	Transferyna	Nefelometria	I09
8	Proteinogram (InterLab)	Elektroforeza żelowa	I79
9	Czynnik reumatoidalny RF [met. nefelometryczna - ilościowa)	Nefelometria	I09
10	Czynnik reumatoidalny RF (met. lateksowa - jakościowa)	Aglutynacja lateksowa	K21
11	Miano antystreptolizyny O (ASO)	Nefelometria	I09
12	Oznaczanie przeciwciał kiłowych w surowicy RPR CARBON	Aglutynacja z zastosowaniem cząsteczek węgla	U79
13	Badanie ogólne moczu	Fotometria odbiciowa z refraktometrią, fluoroscencyjna cytometria przepływowa	A01
14	Badanie ogólne kału	Mikroskopowa analiza	A23
15	Badanie kału - wykrywanie pasożytów	Mikroskopowa analiza	A21
PRACOWNIA BIOCHEMII I BADAŃ PILNYCH			
L.p.	Nazwa badania	Stosowana metoda badawcza	ICD09
1	Albumina	met. kolorymetryczna z zielenią bromokrezolową (BCG)	I09



2	Alfa-Amylaza w moczu	met. enzymatycznokolorymetryczna	I25
3	Alfa-Amylaza w surowicy	met. enzymatycznokolorymetryczna	I25
4	Aminotransferaza alaninowa ALT	met. kinetyczna bez pirydoksalu	I17
5	Aminotransferaza asparaginianowa AST	met. kinetyczna bez pirydoksalu	I19
6	Białko C-reaktywne CRP	met. immunoturbidymetryczna wzmocniona cząstkami lateksu	I81
7	Białko całkowite	met. kolorymetryczna	I77
8	Białko w moczu	met. turbidymetryczna	A07
9	Bilirubina bezpośrednia	metoda diazo	I87
10	Bilirubina całkowita	met. kolorymetryczna z wykorzystaniem metody diazowej	I89
11	Cholesterol całkowity	met. enzymatycznokolorymetryczna	I99
12	Cholesterol HDL	met. immunologicznoenzymatyczna, metoda bezpośrednia	K01
13	Cholesterol LDL (met. bezpośrednia)	met. kolorymetrycznoenzymatyczna, metoda bezpośrednia	K03
14	Fosfataza alkaliczna ALP	met. kinetyczna (wg IFCC)	L11
15	Gamma-glutamylotransferaza GGT	met. enzymatycznokolorymetryczna	L31
16	Gazometria + Elektrolity (wapń zjonizowany)	met. potencjometrii	O29
17	Glukoza doustny test tolerancji 75g	met. enzymatyczna z heksokinazą	L43
18	Glukoza w surowicy	met. enzymatyczna z heksokinazą	L43
19	Glukoza w moczu	met. enzymatyczna z heksokinazą	L43
20	Hemoglobina glikowana HbA1c (%) Hemoglobina glikowana HbA1c (%)	met. turbidymetryczna met. HPLC	L55
21	Kinaza kreatynowa CK	met. kinetyczna	M18
22	Kreatynina w surowicy	met. enzymatyczna	M37
23	Kwas moczowy w surowicy	met. enzymatycznokolorymetryczna	M45
24	Lipoproteina (a)	met. immunoturbidymetryczna z cząstkami lateksu	M69
25	Mocznik w surowicy	met. kinetyczna z ureazą	N13
26	Potas w surowicy	met. potencjometrii pośredniej z użyciem elektrod jonoselektywnych	N45



27	Sód w surowicy	met. potencjometrii pośredniej z użyciem elektrod jonoselektywnych	O35
28	Triglicerydy	met. enzymatycznokolorymetryczna	O49
29	Wapń całkowity w surowicy	met. kolorymetryczna (NMBAPTA)	O77
30	Wapń w moczu	met. kolorymetryczna (NMBAPTA)	O77
31	Żelazo	met. kolorymetryczna z ferrozyną	O95
32	Żelazo całkowita zdolność wiązania żelaza TIBC	parametr wyliczony	O93
33	Żelazo utajona zdolność wiązania żelaza UIBC	met. kolorymetryczna, oznaczenie bezpośrednie z ferrozyną	O93
PRACOWNIA IMMUNOCHEMII I ENDOKRYNOLOGII			
L.p.	Nazwa badania	Stosowana metoda badawcza	ICD09
1	Ferrytyna	metoda elektrochemiluminescencji	L05
2	Witamina B12	metoda elektrochemiluminescencji	083
3	Kwas foliowy	metoda elektrochemiluminescencji	M41
4	Przeciwciała anti-HCV [Przeciwciała przeciw wirusowi zapalenia wątroby typu C]	metoda elektrochemiluminescencji	V48
5	HIV test przesiewowy [Antygen HIV-1 p24 i przeciwciała przeciw antygenowi HIV-1 i HIV-2]	metoda elektrochemiluminescencji	F91
6	tPSA – antygen swoisty dla stercza całkowity [Antygen gruczołu krokowego PSA całkowite]	metoda elektrochemiluminescencji	I61
7	Antygen HBs [Antygen powierzchniowy wirusa zapalenia wątroby typu B]	metoda elektrochemiluminescencji	V39
8	TSH [Tyreotropina]	metoda elektrochemiluminescencji	L69
9	FT3 [wolna trijodotyronina]	metoda elektrochemiluminescencji	055
10	FT4 [wolna tyroksyna]	metoda elektrochemiluminescencji	069
11	Koronawirus COVID-19 wykrywanie antygenu SARS-CoV-2 test jakościowy	metoda immunochromatograficzna	-